

Pak Nr 1. - Wskaźniki, opakowania do sterylizacji

<i>L/p</i>	<i>Nazwa asortymentu</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn. netto</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>
1	Wskaźnik chemiczny zintegrowany do kontroli wsadu sterylizacji parą wodną, w postaci pasków pokrytych polimerem, samoprzylepnych, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, kompatybilne z posiadanymi przyrządami testowymi procesu, z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego, zgodne z normą PN EN 867-5, ISO 11 140-1 Op. a 250 szt.	op.	20					
2	Wskaźniki do kontroli pracy sterylizatorów parowych - Bowie Dick(134 stC; 3,5 min), w postaci samoprzylepnych pasków, pokrytych polimerem, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, kompatybilne z posiadanymi przyrządami testowymi procesu walidowane zgodnie z normą PN EN 867-4, EN ISO 11 140-4 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego 1op/250 szt.	op	8					
3	Wskaźnik chemiczny do pary wodnej nie emitujący substancji toksycznych pak. po 250 szt klasa IV	Op	1280					
4	Integrator chemiczny do pary wodnej Kl. 5 (nie wymagający interpretacji wyniku, możliwość wieloletniej archiwizacji, z możliwością oceny wskaźnika chemicznego w dwóch niezależnych okienkach, wędrująca substancja wskaźnikowa, laminowany) nie emitujący substancji toksycznych. Spełniający normę międzynarodową ISO 11140-1 (1op.=250szt)	op.	2					
5	Wskaźnik biologiczny, fiolkowy do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną, o szybkim odczycie -ostateczny wynik po 3 godzinach inkubacji. Na fiolce repozycjonowalna, nierwąca się naklejką ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodny z norma PN EN 866,EN ISO 11139	Szt	1800					
6	Wskaźnik biologiczny, fiolkowy do kontroli sterylizacji parą wodną. Odczyt po 48 godzinach inkubacji. Na fiolce repozycjonowalna, nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodny z normą PN EN 866	opak	20					
7	Gotowy zestaw testowy ze wskaźnikiem biologicznym o szybkim odczycie po 3h do pary wodnej	szt	25					
8	Test do rutynowej kontroli mycia mechanicznego o substancji testowej zgodnej z EN ISO 15 833. Opakowanie 100 szt.Podłoże z aluminium	szt	3000					
9	Etykiety do sterylizacji parowej dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną kompatybilne z metkownicą 3 rzędową alfanumeryczną jedna rolka 750 szt Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami	rolk a.	384					

10	Koperty do dokumentacji sterylizacji (para/tlenek etyl)	szt	2000					
11	Taśma do sterylizacji parą wodną ze wskaźnikiem 1,9cm x 55m	rolk a.	48					
12	Taśma bez wskaźnika do sterylizacji parą wodną 1,9cm x 55m	rolk a.	48					
13	Ochroniacze do narzędzi bez zawiasów, zapobiegające przedziurawieniu opakowania, ze wskaźnikiem chemicznym do pary wodnej i tlenku etylenu rozmiar 5 x 12,5cm	szt.	2400					
14	Metkownica trzyczęściowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów. Umożliwia kodowanie takich informacji jak: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne).	szt.	1					
15	Modułowy stojak na wykazy narzędziowe z tworzywa wyposażony w 10 ramek A4 z 10 zakładkami indeksującymi. Ramki w różnych kolorach	szt.	1					
16	Zestaw uzupełniający ramek do stojaka na wykazy narzędziowe składający się z 10 ramek A4 z 5 zakładkami indeksującymi. Ramki w różnych kolorach. - szt. 4,	szt.	1					
17	Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 5 dł. 200m płaski	Szt.	24					
18	Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 7,5 dł. 200m płaski	Szt.	24					
19	Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 10 dł. 200m płaski	Szt.	96					
20	Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 15 dł. 200m płaski	Szt.	168					
21	Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 20 dł. 200m płaski	Szt.	96					
22	Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 25 dł. 200m. płaski	Szt.	24					
23	Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 35 dł.100 z zakładką	Szt.	4					
24	Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 40 dł. 100m. z zakładką	szt	4					
25	Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 50 dł. 100m. z zakładką	szt.	2					
26	Papier do sterylizacji 50 x50 pak. 500 szt standardowy biały	ark..	7000					
27	Papier do sterylizacji 60 x60 pak. 500 szt standardowy biały	ark	6000					
28	Papier do sterylizacji 90 x90 pak. 250 szt biały miękki	ark.	7000					
29	Papier do sterylizacji 120 x120 pak. 125 szt biały miękki	ark.	4500					
30	Papier do sterylizacji 50 x50 pak. 500 szt standardowy zielony	ark.	7000					
31	Papier do sterylizacji 60 x60 pak. 500 szt standardowy zielony	ark.	6000					

32	Papier do sterylizacji 90 x90 pak. 250 szt zielony miękki	ark.	7000					
33	Papier do sterylizacji 120 x120 pak. 125 szt zielony miękki	ark.	4500					
SUMA NETTO								
SUMA BRUTTO								

. Certyfikat bezpieczeństwa (CE)
Indykatory umieszczone pomiędzy warstwami folii lub pomiędzy papierem i folią
Wszystkie opisy poza przestrzenią opakowań
Zatwierdzone przez PZH
Aktualna data ważności (od początku produkcji do połowy terminu ważności)
Zgodność z normami PN/EN
Wymagany przewodnik w języku polskim
Gramatura papieru sterylizacyjnego 70 – 75 g/m2, folia co najmniej 4-ro warstwowa

Dotyczy wskaźników do sterylizacji

Wymagany przewodnik w języku polskim
Zatwierdzony przez PZH
Normy PN/EN
Aktualna data ważności od początku do połowy terminu ważności
Certyfikat bezpieczeństwa (CE)
Etykiety do metkownicy alfa – numerycznej, zapis informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiety

Dotyczy papierów do sterylizacji

Papier krepowy pakowy o gramaturze 60g/m2

Certyfikat bezpieczeństwa (CE).

Poz.26,27,30,31 – standardowy.

Poz. 28,29,32,33 – miękki, pofałdowanie papieru wg. normy PN-EN 868-część6. 2 powinno wynosić7. : - w kierunku wytwarzania mniej więcej niż 70 mm, - w kierunku poprzecznym nie więcej niż 130mm

Zatwierdzony przez PZH.

Aktualna data ważności (od początku produkcji do połowy terminu ważności)

Zgodny z normami PN/EN.

Wymagany przewodnik w języku polskim