

Pak Nr 1. - Wskaźniki, opakowania do sterylizacji

<i>L/p</i>	<i>Nazwa asortymentu</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn. netto</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>
1	Wskaźnik chemiczny zintegrowany do kontroli wsadu sterylizacji parą wodną, w postaci pasków pokrytych polimerem, samoprzylepnych, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, kompatybilne z posiadanymi przyrządami testowymi procesu, z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego, zgodne z normą PN EN 867-5, ISO 11 140-1 Op. a 250 szt.	op.	20					
2	Wskaźniki do kontroli pracy sterylizatorów parowych - Bowie Dick(134 stC; 3,5 min), w postaci samoprzylepnych pasków, pokrytych polimerem, z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu, kompatybilne z posiadanymi przyrządami testowymi procesu walidowane zgodnie z normą PN EN 867-4, EN ISO 11 140-4 z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego 1op/250 szt.	op	8					
3	Wskaźnik chemiczny do pary wodnej nie emitujący substancji toksycznych pak. po 250 szt klasa IV	Op	1280					
4	Wskaźnik biologiczny, fiolkowy do kontroli sterylizacji parą wodną. Odczyt po 48 godzinach inkubacji. Na fiolce repozycjonowalna, nierwająca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodny z normą PN EN 866	opak	20					
5	Wskaźnik biologiczny, fiolkowy do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parą wodną, o szybkim odczycie -ostateczny wynik po 3 godzinach inkubacji. Na fiolce repozycjonowalna, nierwająca się naklejką ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodny z norma PN EN 866,EN ISO 11139	szt	1800					
6	Test do rutynowej kontroli mycia mechanicznego o substancji testowej zgodnej z EN ISO 15 833	szt	3000					
7	Etykiety do sterylizacji parowej dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną kompatybilne z metkownicą 3 rzędową alfanumeryczną jedna rolka 750 szt Wymagane oświadczenie producenta metkownicy Gke 240-840 o kompatybilności z etykietami	rolk a.	528					
8	Koperty do dokumentacji sterylizacji (para/tlenek etyl)	szt	2000					
9	Taśma do sterylizacji parą wodną ze wskaźnikiem 1,9cm x 55m	rolk a.	48					
10	Taśma bez wskaźnika do sterylizacji parą wodną 1,9cm x 55m	rolk a.	48					
11	Ochraniacze do narzędzi , zapobiegające przedziurawieniu opakowania, ze wskaźnikiem chemicznym do pary wodnej i tlenu rozmiar 5 x 12,5cm	szt.	2400					

12.	Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Możliwość zapisu minimum 12 symboli w każdym z rzędów. Umożliwia kodowanie takich informacji jak: - w rzędzie pierwszym – numer operatora (1-2 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), numer sterylizatora (1-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), numer cyklu (2-3 symbole w tym cyfry i znaki interpunkcyjne), kod pakietu (2-4 symbole w tym cyfry lub litery i znaki interpunkcyjne), - w rzędzie drugim – datę sterylizacji (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne) - w rzędzie trzecim – datę ważności (8-12 symboli w tym cyfry i znaki interpunkcyjne).	Szt.						
		1						
SUMA NETTO								
SUMA BRUTTO								

Dotyczy wskaźników do sterylizacji

Wymagany przewodnik w języku polskim

Normy PN/EN

Aktualna data ważności od początku do połowy terminu ważności

Certyfikat bezpieczeństwa (CE)

Etykiety do metkownicy alfa – numerycznej, zapis informacji wzdłuż kierunku przesuwu etykiety

Pak Nr 2.

<i>L/p</i>	<i>Nazwa asortymentu</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn. netto</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>
1	Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 5 dł. 200m płaski	Szt.	24					
2	Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 7,5 dł. 200m płaski	Szt.	24					
3	Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 10 dł. 200m płaski	Szt.	96					
4	Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 15 dł. 200m płaski	Szt.	168					
5	Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 20 dł. 200m płaski	Szt.	108					
6	Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 25 dł. 200m. płaski	Szt.	36					
7	Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 35 dł.100 z zakładką	Szt.	4					
8	Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 40 dł. 100m. z zakładką	szt	4					
9	Rękaw ze wskaźnikiem para wodna i EO 50 dł. 100m. z zakładką	szt.	2					

SUMA NETTO:**SUMA BRUTTO:**

. Certyfikat bezpieczeństwa (CE)

Indykatory umieszczone pomiędzy warstwami folii lub pomiędzy papierem i folią

Wszystkie opisy poza przestrzenią opakowań

Aktualna data ważności (od początku produkcji do połowy terminu ważności)

Zgodność z normami PN/EN

Wymagany przewodnik w języku polskim

Gramatura papieru sterylizacyjnego 70 – 75 g/m2, folia co najmniej 4-ro warstwowa

Pak Nr 3

<i>L/p</i>	<i>Nazwa asortymentu</i>	<i>J/m</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena jedn. netto</i>	<i>Cena jedn. brutto</i>	<i>Wartość netto</i>	<i>Stawka VAT</i>	<i>Wartość brutto</i>
1	Papier do sterylizacji 50 x50 pak. 500 szt standardowy biały	ark..	1000					
2	Papier do sterylizacji 60 x60 pak. 500 szt standardowy biały	ark	6000					
3	Papier do sterylizacji 90 x90 pak. 250 szt biały miękki	ark.	7000					
4	Papier do sterylizacji 120 x120 pak. 125 szt biały miękki	ark.	4500					
5	Papier do sterylizacji 50 x50 pak. 500 szt standardowy zielony	ark.	1000					
6	Papier do sterylizacji 60 x60 pak. 500 szt standardowy zielony	ark.	6000					
7	Papier do sterylizacji 90 x90 pak. 250 szt zielony miękki	ark.	7000					
8	Papier do sterylizacji 120 x120 pak. 125 szt zielony miękki	ark.	4500					
SUMA NETTO:								
SUMA BRUTTO :								

Dotyczy papierów do sterylizacji

Papier krepowy pakowy o gramaturze 60g/m²

Certyfikat bezpieczeństwa (CE).

Papier 50/50, 60/60 – standardowy.

Papier 90/90, 120/120 – miękki, pofałdowanie papieru wg. normy PN-EN 868-część 6.

Aktualna data ważności (od początku produkcji do połowy terminu ważności)

Zgodny z normami PN/EN.

Wymagany przewodnik w języku polskim

