

Zal. Nr 1

Pak Nr 1

Płytki kształtowe, anatomiczne do kończyny dolnej. Ustalono kątowne ustawienie wkrętów. Otwory blokowane z gwintem walcowym na obwodzie otworu zapewniający pewną stabilizację. Otwory kompresyjne z dwukierunkową kompresją. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych identyfikację i dobór implantów. Materiał wykonania – tytan.

l.p	Wymogi Zamawiającego –asortyment	Ilość	Cena jed. netto	Cena jed. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent nr katalogowy, typ	Nr certyfikatu + nr str. W ofercie
1 .	Płytki kształtowe, blokowane, wąskie „L”, do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładane od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 otworów. W części nasadowej min. 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji.	10						
2 .	Płytki kształtowe, blokowane do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładane od strony przysródkowej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 otworów. W części nasadowej min. 8 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych, w tym min. 1 do stabilizacji kostki przysródkowej.	20						
3 .	Płytki kształtowe, blokowane do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładane od strony przednio – bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 par rozdzielnych otworów. W części nasadowej min. 6 otworów blokowanych o wielokierunkowym ustawieniu w celu pewnej stabilizacji odłamów blokowanych.	10						
4 .	Płytki kształtowe, blokowane do dalszej nasady kości piszczelowej, zakładane od strony przysródkowej. W części trzonowej 7 lub 9 otworów. Możliwość profilowania i docinania części nasadowej w celu dopasowania do kształtu zarówno prawej i lewej kości.	10						
5 .	Płytki kształtowe, blokowane do pięty. Wersja prawa/lewa. Minimum 13 otworów blokowanych. Płytki z zaczepami lub bez zaczepów.	5						

6 .	Wkręt samogwintujący do otworów blokowanych o średnicy 3,5 mm z częścią gwintowaną walcową. Gniazdo wkrętów torx. Długość 12-70 mm. Materiał wykonania – tytan.	200						
7 .	Wkręt korowy samogwintujące od otworów kompresyjnych o średnicy 3,5 z łbem kulistym. Gniazdo wkrętów torx. Długość 14-60 mm. Materiał wykonania – tytan.	40						
8 .	Płytki anatomiczne, blokowane do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładane od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 8 otworów. W części nasadowej 5-6 otworów blokowanych.	10						
9 .	Płytki kształtowe, blokowane do bliższej nasady kości piszczelowej, zakładane od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 3 do 8 otworów. W części nasadowej min. 6 otworów blokowanych.	10						
10 .	Płytki anatomiczne, blokowane do dalszej nasady kości udowej, zakładane od strony bocznej. Wersja prawa/lewa. W części trzonowej od 4 do 10 otworów.	8						
11 .	Płytki proste, szerokie, blokowane z ograniczonym kontaktem. Od 6 do 14 otworów z gwintem walcowym na pełnym obwodzie. Zakończenie części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowane do wprowadzenia płytki metodą minimalnego cięcia.	10						
12 .	Płytki kształtowe, blokowane, tytanowe do bliższej nasady kości udowej, prawa/lewa. W części nasadowej minimum 3 otwory wielokierunkowe.	5						
13 .	Płytki tytanowe, dystansowe klinowe, blokowane do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej. Na stronie bocznej posiadające przynajmniej 7 różnych rozmiarów dystansowego klina w przedziale 5:15 mm. Płytki z gwintem, otworem na środku klina ułatwiający jej aplikację.	10						
14 .	Płytki dynamiczne, biodrowe tytanowe. W części nasadowej 2-3 otwory blokowane z gwintem, walcowym na całym obwodzie.	10						
15 .	Wkręt korowy blokowany, tytanowy, samogwintujący z gniazdem typu torx i gwintowaną główką 5,0 mm, L=16-90 mm.	60						
16 .	Wkręt blokowany, gąbczasty 6,5 mm do płytek klinowych.	40						
17 .	Wkręt korowy tytanowy z gniazdem typu torx 4,5 mm, L=20-60 mm.	20						
18 .	Wkręt blokowany kaniulowany, tytanowy, samo wierzący i samogwintujący z gniazdem typu torx i gwintowaną główką 7,3 mm, L=60-95 mm.	20						

19.	Śruba zespalająca, teleskopowa 7,3 mm, L= 70-110 mm.	30						
	Na czas trwania umowy wykonawca zobowiązuje się do użyczenia kompletnego instrumentarium do implantacji wszczepów wraz z nakładami celującymi i statywem do składania i sterylizacji płytek blokowanych i wkrętów oraz utworzy depozyty implantów w pełny, typoszeregu. Zamawiający wymaga zapewnienia systemu napędów akumulatorowych (na okres obowiązywania umowy) do wszczepiania zamawianych implantów.							

Warunki dodatkowe :

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia personelu medycznego Zamawiającego na koszt Wykonawcy w zakresie technik operacyjnych z zastosowaniem zamawianych implantów ortopedycznych.

Zapewnianie serwisu instrumentarium przez cały okres obowiązywania umowy.

Wykonawca utuczy instrumentarium do usuwania płytek blokowanych przez cały okres obowiązywania umowy i rok po zakończeniu umowy.

Zamawiający może zażądać próbek oferowanych produktów do weryfikacji zgodności z ofertą, przed ostatecznym wyborem oferenta.

Koszt wypożyczenia instrumentarium, serwisu, depozytu, napraw i szkoleń, dostaw wliczone w cenę implantów.

Bank implantów jest własnością Wykonawcy do momentu zużycia przez zamawiającego w procesie leczniczym (zaimplantowania).

Wartość ogółem netto.....

Wartość ogółem brutto.....

Pak Nr 2

	Opis	Ilość	Nazwa Produktu	Nr katalogowy	Cena jed. netto	Cena jed. brutto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
	Panewka cementowana, wykonana z polietylenu GVF lub o wysokiej gęstości „cross linked polietylen”, wyposażona w marker oraz specjalny kołnierz umożliwiający ukształtowanie implantu pod odpowiedni rozmiar panewki oraz zapewniający lepszą presuryzację i równomierny rozkład cementu kostnego o rozmiarach od 40mm do 53mm dla średnicy głowy 28mm. Wymagane dostarczenie instrumentarium. Panewka i instrumentarium kompatybilne z systemem Johnson&Johnson DePuy.	20							

PakNr3

Parametry techniczne	Ilość	Nazwa Produktu	Nr katalogowy	Cena jed. netto	Cena jedn. brutto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
Elektroda haczykowa 90 st, 3,5mm, dwuczęściowa, do waporyzatora Vapr3, początkowa moc ablacji min. 120W, koagulacji min. 90W, maksymalna moc ablacji min. 180W, koagulacji min. 120W	1							
Elektroda boczna, o średnicy 3,5 mm, dwuczęściowa, do waporyzatora Vapr3, początkowa moc ablacji min. 120W, koagulacji min. 90W, maksymalna moc ablacji min.180W, koagulacji min.120W	100							

Wartość ogółem netto.....

Wartość ogółem brutto.....